



DAVID GIL
TICKETS



RECETA

SHOTS DE FRAMBUESA

INGREDIENTES

- 1000g de pulpa de frambuesa
- 1000g de nitrógeno líquido

PREPARACIÓN

- Llenar el tanque de nitrógeno líquido
- Rellenar el biberón/jeringa con la pulpa de frambuesa y escudillar gota a gota en el nitrógeno líquido formando shots.
- Dejar los shots formados en el nitrógeno durante 20 seg.
- Sacar del nitrógeno y reservar en congelador.

ACABADO

- Complementar al gusto.